

适用于所有工作流程的微孔板

安捷伦微孔板



我们拥有种类丰富的微孔板产品，满足您的所有需求

高质量微孔板可帮助您无缝执行工作流程，并获得一致的结果。供应有保障，便于您及时规划项目和执行。作为微孔板设计和制造领域的行业先锋，安捷伦为您的工作流程提供优质产品，值得您信赖。



几十年来，安捷伦一直为众多学术和政府机构、制药和生物技术公司、食品与环境行业、分析试剂盒制造商及实验室仪器供应商提供微孔板。

无需尝试和验证即可轻松 完善工作流程



安捷伦微孔板产品已根据客户的要求与建议进行了改进和提升。共同特征包括：

- ANSI 标准尺寸
- 生物惰性
- 兼容自动化
- 低结合材料
- 孔边缘凸起，可密封
- 高纯度，耐热，符合 FDA-21 标准，采用 USP Class VI 级认证的聚丙烯

储存/分析/收集微孔板

多种配置可供选择：

- 孔体积：58 μ L–10 mL
- 孔数量：24、48、96 和 384
- 微孔板高度：14–78 mm
- V 形底、圆底、平底和金字塔形底部
- 可选辐照和未辐照产品



试剂槽

孔板高度、腔室配置、孔体积和底部形状各异的多款产品可供选择：

- 分隔体积：2.6–300 mL
- 分隔数量：0–24
- 设置对照分隔
- 开放式、横向或纵向分隔设计
- V 形底、平底和金字塔形底部
- 可选辐照和未辐照产品



过滤微孔板

选择理想的过滤能力和规格：

- 滤材和滤膜类型：玻璃纤维、聚乙烯、聚丙烯、尼龙、聚醚砜 (PES) 和聚偏氟乙烯 (PVDF)
- 单个和多个过滤元件
- 孔体积：140 μL -15 mL
- 孔数量：24、48、96 和 384
- 滤材孔径：10 kDa-25 μm
- 短导管、长导管和超长导管
- 全裙边和半裙边配置



细胞培养与成像板

我们微孔板系列的新产品具有优异的透光性，适用于您的分析，并且符合 ANSI 标准，可与各种自动化系统兼容：

- 高质量聚苯乙烯材质，透光性优异
- 经组织培养处理和灭菌，改善细胞粘附和生长情况
- 便于微孔板堆叠的出色工程设计，孔编号清晰，带有凝结环的顶盖能够以极小蒸发量实现气体交换
- 无细胞毒性，不含可检出的 DNA 酶、RNA 酶和人 DNA



配件

安捷伦微孔板配件包含微孔板顶盖和密封膜/垫。通用的聚苯乙烯顶盖有透明或黑色两种选择。可提供密封膜/垫，用于密封 24、48 和 96 方孔微孔板。这些配件均采用耐化学腐蚀的热塑性弹性材料 Santoprene（三氯丁橡胶）制成。我们提供辐照和未辐照两种选项。



还需要额外的服务？

没有找到理想的微孔板或耗材？安捷伦可以为您的应用提供量身定制的高质量解决方案。无论您的设计是需要加印条形码、定制包装、封装选定的介质，还是采用特殊的滤膜和板配置，我们都能为您定制。提供高性价比的定制解决方案：

explore.agilent.com/custom-microplate-sample。

哪种微孔板适合您的工作流程？

使用我们的在线选择工具，短短几秒内即可找到答案



只需轻点几下鼠标，您就可以从我们的标准产品中进行选择，包括储存/分析/收集板、过滤板以及细胞培养与成像板。它们适用于您实验室中的大多数应用，并与许多安捷伦和非安捷伦自动化系统兼容。只需输入您的要求，我们的在线搜索工具即可生成符合要求的微孔板产品列表。然后您可以查看每款产品的技术图纸和详细规格，确保所选产品能很好满足您的需求。

Which microplate is the best fit for your method?
Find out with our handy selection tool

Select your parameters and view all matching products instantly. Once you find the product you are interested in, you can order a free sample.

If you don't find what you're looking for, be sure to [request a custom sample](#) with your unique specifications and dimensions.

Product categories

Storage and assay plates | Filter plates | Reservoir plates | Cell culture plates | Accessories

Number of wells

- 24
- 48
- 96
- 384

Well volume (mls)

- 0.058
- 0.2
- 0.5
- 0.7
- 1
- 1.1
- 2
- 4.8
- 5
- 7.5
- 10

Quantity per case

- 10
- 25
- 30
- 50
- 60

Well shape

- 6R8C rectangle
- 8R6C rectangle
- Round
- Square

Well bottom shape

- V
- Flat
- Pyramid
- Spherical

Plate height

- 14
- 19
- 31
- 32
- 44
- 68

Maximum volume per plate (mls)

- 22.3
- 48
- 67.2
- 76.8
- 96
- 105.6
- 192
- 230.4
- 240
- 360

Additional features

- Irradiated

选择产品类型后，立即就能查看所有相匹配的产品

选择孔数量和孔体积、孔底及孔的形状、板高度和包装数量等标准。

将根据选择标准显示产品列表。通过点击列表中的任意部件号，您能够查看每款产品的技术图纸和描述，还可以在线订购产品。

立即访问网站试用：www.agilent.com/en/promotions/microplate-selection-tool

质量承诺

安捷伦产品的生产过程通过了 ISO 9001:2015 认证，所有产品均在无 DNA 酶/RNA 酶的洁净室环境中生产。产品均按照 ANSI/SLAS 标准进行了严格的测试，并使用高品质的材料制造。

可根据客户要求提供 DNA 酶/RNA 酶及辐照剂量（ γ 辐照）的洁净度证书，以及来自我们材料供应商的洁净度合规声明（致热原、TSE/BSE）。

了解更多信息：

www.agilent.com/en/product/microplates

疑问与请求：

agilent.microplates@agilent.com

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

RA44552.4015856481

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2020，2021，2022
2022 年 1 月 11 日，中国出版
5991-9383ZH-CN