

一劳永逸地解决前级泵噪音问题

用于 GC/MS、ICP-MS 和 LC/MS 系统的
安捷伦静音罩



一旦前级泵开始运行，整个实验室就会回荡着恼人的噪音。高质量安捷伦静音罩能够使噪音离您远去，具有以下几点优势：

- **对噪音进行有效控制。** 具有泡沫隔层的吸音罩箱可有效降低泵噪音，减震支架可大大减小震动
- **降低泵过热风险。** 组合风扇可保持罩内温度相对恒定；若温度超过 35 °C，便发出警报
- **便于泵的维护。** 内置支架、防污滴盘以及便于升高和倾斜的支架简化了泵油更换和其他常规维护工作。此外，静音罩设有多个窗门，无需借助工具便可快速打开窗门进行泵维护
- **放心操作。** 每台静音罩都享有安捷伦标准一年保修期。若订购新的仪器，安捷伦将为您提供系统安装和现场培训

怎样才算安静？

请自行对比

- 空调：60 dB
- 无质谱静音罩的前级泵：58 dB
- 带质谱静音罩的前级泵：仅 48 dB



为您的实验室带来渴求已久的宁静。
立即订购：

www.agilent.com/chem/quietcover

G6011B 质谱静音罩



震动极小



配有支架



集油盘可拆除，便于泵维护

G6012A DS 静音罩



震动极小



便于泵维护



配有支架



集油盘可拆除

G6014B GC/MS 静音罩



带底槽的浮油/滴盘



开放式静音罩



便于升高和倾斜的支架



LED 内灯

根据下表判断哪款安捷伦静音罩适合您的系统

由于仪器的不断改进，根据所使用的泵选择静音罩，是确保正确订购的理想方式。

部件号	与以下安捷伦系统兼容		泵型号	
G6011B 质谱静音罩	7800 ICP-MS	6420 TQ LC/MS	Agilent MS40+	
	7900 ICP-MS	6460 TQ LC/MS*		
	8900 ICP-MS/MS	6465 Ultivo TQ LC/MS		
	325-MS LC/TQ	6490 TQ LC/MS (带两个 MS40+ 泵)		
	500 离子阱 LC/MS	6495A/B TQ LC/MS (带两个 MS40+ 泵)		
	6100A 系列 SQ LC/MS*	6530 LC/Q-TOF*		
	6100B 系列 SQ LC/MS	6540 LC/Q-TOF*		
	InfinityLab LC/MSD 系列 6230 TOF LC/MS	G6015A/B Flex Bench MS 移动支架		
G6012A DS 静音罩	7700 ICP-MS		Agilent DS 202	Agilent DS 402
	7200 GC/Q-TOF**		Agilent DS 302	Agilent DS 602
	8800 ICP-MS/MS			
G3199C 静音罩 2.0	6530 LC/Q-TOF*	6430 TQ LC/MS	BOC Edwards E2M28	
	6540 LC/Q-TOF*	6460 TQ LC/MS*	BOC Edwards E2M18	
	7000 TQ GC/MS		BOC Edwards E1M18	
	7010 GC/TQ		BOC Edwards E3M30	
	8355 SCD 双等离子体系统		Edwards RV3	
	8255 NCD 双等离子体系统		Edwards RV5	
	255 NCD 双等离子体系统		Edwards RV8	
	355 SCD 双等离子体系统		Edwards RV12	
G6014B GC/MS 静音罩	5977 GC/MSD		Pfeiffer Duo 2.5	Agilent DS42
	5975 GC/MSD		Edwards E2M1.5	Agilent DS42i
	5973 GC/MS			Agilent IDP-3***

* 仪器可同时兼容 MS40+ 和 Edwards 泵。确定哪款泵随订单一起发货

** 需要额外的过滤器扩展功能和密封垫。另请订购 5188-1181、0100-0549 和 0100-1597

*** 需要 G6014-68000 安装工具包和用于 G6014 静音罩的 IDP-3

立即订购并查看最新的兼容产品表，请访问

www.agilent.com/chem/quietcover

查找当地的安捷伦客户服务中心或安捷伦授权经销商，请访问

www.agilent.com/chem/contactus

订购前，请确认您的安捷伦系统使用了前级泵。

安捷伦色谱柱和备件为您提供分析控制，让您用得放心

不论是采用哪种色谱仪器（GC、LC、GC/MS 还是 LC/MS）进行任何分析，安捷伦都能提供从样品前处理到生成结果报告的端对端解决方案。所有备件都经过了严格的制造、选择和测试过程。

您也可以参考安捷伦内容丰富的应用简报库协助方法开发，也可体验全球技术支持、快速问题解决方案，以及遍布全球的分支机构和配送网络。

安捷伦严谨的生产监督保证了色谱柱和备件性能的一致性。凭借 70 多年仪器、聚合物和硅胶固定相的生产经验，我们的团队不断致力于开发前沿产品，大幅提高您的分析效率。

如需立即订购，请访问 www.agilent.com/chem/store

DE.4720717593

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2020
2020 年 3 月 23 日，中国出版
5990-9341ZHCN