

애질런트 시스템 검증 서비스

보고된 분석 결과의 신뢰성 보장



애질런트 LC, GC, GC/MS 및 SFC에 대한 인증된 검증을 제공합니다.

최근의 품질 기준이 점점 까다로워짐에 따라 식품, 화학 및 에너지, 법의학, 환경 및 시험 수탁 실험실(contract testing lab)에서 시스템 검증과 관련한 입증 제공하기가 더욱 어려워졌습니다. 특히 ISO 17025 또는 유사한 품질 관리 조건을 충족해야 할 때 상황은 더욱 어려워집니다.

A2LA는 조항 6.4 장비에 대해 다음과 같이 설명합니다*.

"표준의 이 섹션은 업계에 관계없이 실험실에 가장 자주 까다로운 것으로 입증된 섹션입니다."

ISO/IEC 17025에는 장비가 실험실의 사양 요구 사항(테스트 결과의 품질 및 신뢰도에 중요)을 충족함을 입증하기 위해 실험실에서 기준을 수립해야 한다는 요구 사항이 포함되어 있기 때문입니다.

애질런트 검증 서비스는 LC, GC, GC/MS, UV-Vis 및 SFC 분석을 위해 공장에서 권장하는 계량학적 기반한 테스트 제품군을 제공합니다.


이는 핵심적인 시스템 기능의 정확성과 성능 확인을 제공합니다.

Agilent
CrossLab
From Insight to Outcome

검증 서비스 결과의 신뢰성 보장

- 비용-효율적인 검증을 통한 결과의 품질 및 신뢰성 보장
- 애질런트의 표준 테스트 프로토콜 및 검증된 분석법을 통한 **전 세계 실험실 간 일관성 유지**
- 온도, 압력, 유속, 파장, 잡음, 드리프트, 기타 시스템 파라미터에 대한 **측량학적 테스트**
- 시스템이 품질 시스템 또는 ISO 17025 규제 준수를 충족함을 입증하는 **검증 인증서**
- **검증 프로토콜**은 추가 옵션 테스트를 제공할 수 있으므로, 이러한 유연성을 통해 특정 요건에 따라 테스트 범위 확장 가능

* A2LA 간행물 "ISO/IEC 17025:2017 상위 10가지 결함"



애질런트 검증 서비스

애질런트 검증 서비스는 ISO 17025 또는 이와 유사한 품질 관리 조건을 충족해야 하거나 충족하는 것으로 인증된 실험실에 적합합니다. 추적 가능한 도구, 검량된 테스트 장비 및 인증 참조 표준물질은 LC, GC, GC/MS, UV-Vis 및 SFC 기기가 엔지니어링 사양 기준에 맞게 작동하도록 보장합니다. 애질런트가 검증 테스트에 사용하는 측정 및 테스트 도구는 ISO 17025 인증 시설에서 검량되어 완벽한 추적성을 보장합니다 (예: A2LA). 테스트 도구 검량 인증서는 각 성능 인증서에 첨부됩니다.

추가 예방 점검 서비스(PM)는 기기를 제조업체 권장사항에 따라 유지할 수 있습니다.



여러분이 원하는 것, 여러분이 신뢰하는 애질런트에서 지원받으세요

귀하의 품질 규정을 지원할 수 있는 신뢰성 있는 애질런트 검증 솔루션



의미 있고 강력한 프로토콜 및 전문 지식을 통해 시스템 테스트



중요 시스템 기능 검증 및 테스트



테스트 파라미터 및 명확한 인증서가 있는 결과를 기록한 문서



또한 동일한 품질과 전문성을 기대할 수 있으며 이로 인해 애질런트 규제 준수 서비스가 "1위"를 차지할 수 있었습니다*

*애질런트 발행물 5994-5126KO

DE17992402

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2023
2023년 10월 3일, 한국에서 발행
5994-6427KO

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com

검증 서비스 구성 요소

- 애질런트 검증 인증서
- 신뢰성 있는 결과 보증
- 시스템 정밀도 확인
- 실험실 인증을 위한 비용-효율적인 지원
- 전 세계 실험실 간 일관성
- 시스템 측량학적 테스트
- 테스트 장비 검량 및 적격성 평가 기록
- 시스템 기능 검증

신뢰성 있는 규제 준수 리더십

애질런트는 업계 선두 기업으로 인정받고 있으며 규제 준수 서비스는 일관되게 규제 제약 부문으로부터 1위로 평가를 받아왔습니다. 신뢰성 있고 기술적으로 입증된 검증 서비스를 사용하여 귀하의 품질 규정 또는 인증 상태 지원을 받으세요.

애질런트 검증 서비스에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 방문해 주세요.

www.agilent.com/en/service/laboratory-services/compliance-services/verification-services

