

이제 준비할 시간입니다

실험실 운영 중단 방지: 오래된 Agilent Cary 100, 300, 8453 또는 8454 UV-VIS 분광 광도계 업그레이드



첨단 기술로 실험실을 최신 상태로 유지하고 실험실이 환경에 미치는 영향을 줄이세요

Cary 3500 UV-Vis는 최대 7개의 시료를 동시에 측정할 수 있어 실험 역량이 배가됩니다. 제품 수명 주기 전반에 걸친 환경 영향에 대한 독립적인 감사를 통해 환경에 미치는 영향을 평가하는 My Green Lab의 ACT(책임성, 일관성 및 투명성) 라벨을 받았습니다.



10년 보증이 제공되는 제논 플래시 램프

- 램프 교체 빈도와 비용을 줄일 수 있습니다.
- 매일 예열할 필요가 없습니다.
- 기기가 실내 조명에 민감하지 않아 덮개를 연 채로 시료를 측정할 수 있습니다.

개별적인 사용 필요성을 충족하는 모듈식 설계

- 확장성: 모듈을 추가하여 실험실 역량을 확장할 수 있습니다.
- 유연성: 각 모듈은 다양한 시료 유형에 적합한 고급 분석 도구를 제공합니다.
- 비용 효율적: 응용 분야 요구와 예산에 따라 UV-Vis 솔루션을 구성할 수 있습니다.

Agilent Cary UV 워크스테이션 - 직관적이고 안전한 소프트웨어 솔루션

- 다양한 응용 분야를 위한 직관적인 소프트웨어.
- 50개 이상의 기본 제공 및 사용자 정의 가능한 계산.
- FDA 21 CFR Part 11 EU Annex 11 소프트웨어 규정을 준수.

4가지 프로모션 혜택을 이용하세요*

- 1 Cary 3500 UV-Vis 신제품을 최대** 50%까지 할인 받으세요
- 2 기기 적격성 평가 소프트웨어 서비스를 30% 할인 받으세요
- 3 2년 연장 보증 강화 서비스를 구매하여 50% 할인을 받으세요
- 4 Flexible Spend Plan을 크레딧으로 주문하여 할인을 받으세요***

자세한 내용은 현지 애질런트 담당자에게 문의하세요

[agilent.com/en/contact-us/page](https://www.agilent.com/en/contact-us/page)

* 프로모션은 기존 Agilent Cary 100, 300, 8453, 8454 고객에게만 적용됩니다.

** 지역에 따라 할인이 다를 수 있습니다.

*** \$10,000 USD(순 주문) 이상의 주문에만 적용됩니다. 발급된 크레딧은 프로모션 제품 순 가치의 2%입니다.

DE04387311

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2024
2024년 3월 18일, 한국에서 발행
5994-7170KO

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
A+ 에셋타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com


Trusted Answers