



















애질런트 자동화 솔루션 피펫 팁

선택 가이드

설명	제품 번호	부피 범위 (μL)	Bravo 헤드	Microplate 액세스
 10μL Tips, 384 in rack, Case of 50	10734-202	0.3~10	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 10μL Tips, Sterile, 384 in rack, Case of 50	10734-212	0.3~10	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 10μL Tips, Conductive, 384 in rack, Case of 50	10734-302	0.3~10	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 10μL Tips, Nested, Conductive, 384 in rack, Case of 90	21740-202	0.3~10	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 10μL Tips, Sterile, Conductive, 384 in rack, Case of 50	10734-312	0.3~10	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 10μL Tips, Nested, Sterile, Conductive, 384 in rack, Case of 90	21740-212	0.3~10	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 30μL Tips, 384 in rack, Case of 50	11484-202	0.5~30	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 30μL Tips, Sterile, 384 in rack, Case of 50	11484-212	0.5~30	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 30μL Tips, Conductive, 384 in rack, Case of 50	11484-302	0.5~30	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 30μL Tips, Nested, Conductive, 384 in rack, Case of 90	21750-202	0.5~30	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 30μL Tips, Sterile, Conductive, 384 in rack, Case of 50	11484-312	0.5~30	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 30μL Tips, Nested, Sterile, Conductive, 384 in rack, Case of 90	21750-212	0.5~30	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 30μL Tips, Sterile, Filtered, Conductive, 384 in rack, Case of 50	11484-322	0.5~15	96ST, 384ST	96, 384, 1536
 70μL Tips, 384 in rack, Case of 50	19133-102	0.75~70	96ST, 384ST	96, 384
 70μL Tips, Sterile, 384 in rack, Case of 50	19133-112	0.75~70	96ST, 384ST	96, 384
 70μL Tips, Conductive, 384 in rack, Case of 50	19133-202	0.75~70	96ST, 384ST	96, 384
 70μL Tips, Sterile, Conductive, 384 in rack, Case of 50	19133-212	0.75~70	96ST, 384ST	96, 384
 70μL Tips, Sterile, Filtered, Conductive, 384 in rack, Case of 50	19133-142	0.75~50	96ST, 384ST	96, 384
 70μL Tips, Wide Bore, Sterile, Conductive, 384 in rack, Case of 50	19134-012	2.0~70	96ST, 384ST	96 only
 70μL Tips, Wide Bore, Conductive, 384 in rack, Case of 50	19134-002	2.0~70	96ST, 384ST	96 only
 70μL Tips, Wide Bore, Filtered, Sterile, Conductive, 384 in rack, Case of 50	19134-022	2.0~50	96ST, 384ST	96 only
 250μL Tips, 96 in rack, Case of 50	19477-002	2.0~250	96LT	96, 384
 250μL Tips, Sterile, 96 in rack, Case of 50	19477-012	2.0~250	96LT	96, 384
 250μL Tips, Filtered, Sterile, 96 in rack, Case of 50	19477-022	2.0~180	96LT	96, 384
 250μL Tips, Wide Bore, 96 in rack, Case of 50	19477-032	5.0~250	96LT	96 only
 250μL Tips, Wide Bore, Sterile, 96 in rack, Case of 50	19477-072	5.0~250	96LT	96 only
 250μL Tips, Wide Bore, Filtered, Sterile, 96 in rack, Case of 50	19477-082	5.0~180	96LT	96 only

애질런트 고객 센터

www.agilent.com/chem/contactus

미국 및 캐나다

1-800-227-9770

agilent_inquiries@agilent.com

유럽

info_agilent@agilent.com

아시아 태평양

inquiry_lsca@agilent.com

자세한 내용은 다음 링크를
참조하세요.

www.agilent.com/chem/pipettips

www.agilent.com

DE38642296

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2016, 2020, 2022
2022년 12월 21일, 한국에서 발행
5991-1902KO

한국애질런트테크놀로지스(주)

대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,

A+ 에셋타워 9층, 06621

전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)

팩스: 82-2-3452-2451

이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com



Trusted Answers